

PURECOMP

Nano Hybrid Composite.



Informations générales

PURECOMP Nano est un composite nano-hybride à haute densité de charges fines, radio-opaque, compactable, injectable, indiqué pour la restauration de toutes les dents. PURECOMP Duo Shade Nano permet de restituer la majeure partie des teintes naturelles avec peu de teintes. PURECOMP Flow est un composite fluide prévu pour des indications spécifiques.

Composition PURECOMP Duo Shade

Méthacrylates
Verre de barium, silanisé
Silice amorphe hydrophobe

Données techniques

En accord avec la norme ISO 4049 de 2000
Taille moyenne des charges: 0.6 µm
Gamme de taille des particules: 0.04–2.9 µm

PURECOMP Duo Shade

Pourcentage total en volume de charges inorganiques: 58%
Pourcentage total en poids de charges inorganiques: 77%

Composition PURECOMP Flow

Méthacrylates
Verre de strontium, silanisé
Silice amorphe hydrophobe

Données techniques

En accord avec la norme ISO 4049 de 2000
Taille moyenne des charges: 0.6 µm
Gamme de taille des particules: 0.04–2.5 µm

PURECOMP Flow:

Pourcentage total en volume de charges inorganiques: 42%
Pourcentage total en poids de charges inorganiques: 63%

Indications cliniques

PURECOMP Duo Shade Nano convient particulièrement:

- Pour les techniques directes de restauration des dents antérieures et postérieures
- Comme matériau translucide dans les techniques de stratification
- Pour le collage des restaurations en composite et en céramique

PURECOMP Flow est particulièrement indiqué pour:

- La restauration des lésions de classe V (caries cervicales, érosions radiculaires, lésions cunéiformes)
- La restauration des dents antérieures (classe III et IV)
- Les restaurations de faible étendue sur dents postérieures
- L'obturation de cavités à minima
- La réparation des facettes en composite et en céramique
- Le comblement des contre-dépouilles
- Le scellement adhésif des restaurations en composite et en céramique, lorsque la pénétration de lumière est possible
- Les obturations adhésives préventives ("sealants")

Contre-indications

Si le site ne peut être isolé convenablement pendant le mordantage et les différentes étapes d'application et de polymérisation du PURECOMP Nano.
En cas d'allergie à l'un des composants de PURECOMP Nano.
En cas d'hygiène orale insuffisante.

Effets indésirables

Aucun effet indésirable systémique n'a été rapporté. Des manifestations allergiques localisées ont été rapportées dans des cas isolés, au contact de produits de composition similaire.

Interactions avec d'autres produits

Les produits contenant de l'eugénol et/ou de l'essence de girofle peuvent entraver la polymérisation du PURECOMP Nano. L'utilisation de matériaux à base d'oxyde de zinc – eugénol conjointement à celle du PURECOMP Nano devrait être évitée. Les bains de bouche cationiques, comme la chlorhexidine ou les révélateurs de plaque peuvent entraîner des discolorations.

Note

- La lumière ambiante peut entraîner une polymérisation prématurée. Toujours remplacer le bouchon de la seringue après chaque utilisation.
- Afin d'éviter un écoulement résiduel, tirer sur le piston de la seringue.
- Pour les réparations la surface traitée doit d'abord être dépolie.

Mise en œuvre

Nettoyage des dents

Les dents à traiter ainsi que leurs collatérales doivent être nettoyées à l'aide d'une brossette et d'une pâte prophylactique ne contenant pas de fluorures.

Sélection de la teinte

La teinte doit être sélectionnée avant la pose du champ opératoire. La sélection doit idéalement être réalisée en pleine lumière naturelle, à l'aide du Vita™ Lumin-Vacuum (marque déposée de Vita™ ZahnFabrik). La correspondance définitive ne sera atteinte que 24 heures après la fin de la réalisation clinique.

Isolement de la cavité

Une isolation adéquate est impérative pour l'obtention de résultats optimaux.

Préparation de la cavité

Lors de la réalisation de la cavité, la plus grande attention doit être portée vers la conservation des tissus dentaires (Principes de la restauration adhésive). Préparer les limites amélares et dentinaires à l'aide de fraises diamantées de 80 µm de granulométrie, puis finir avec des instruments de 25 µm. La réalisation de biseaux périphériques est recommandée pour augmenter la surface de collage sur l'émail, et améliorer l'étanchéité marginale.

Protection pulpaire

Les zones les plus proches de la pulpe peuvent être protégées ponctuellement à l'aide d'une préparation à base d'hydroxyde de calcium qui, en durcissant protégera la pulpe des infiltrations bactériennes.

Système adhésif

Employer l'adhésif conformément aux instructions correspondantes.

Coffrage de la cavité

Utiliser une matrice de faible épaisseur dans le cas des restaurations de classe II, III et IV. Immobiliser la matrice à l'aide de coins interdentaires.

Application du PURECOMP Nano en seringue

Déposer la quantité de matériau voulue directement sur un bloc de mélange. Prélever de petites quantités à l'aide des PURE composite instruments ou de tout autre instrument applicateur, et mettre en place dans la cavité.

Application du PURECOMP Nano en capsules

Enlever le capuchon. Insérer la capsule de composite dans l'ouverture du pistolet. Orienter l'embout dans la direction souhaitée. Exprimer le matériau directement dans la cavité ou sur l'instrument applicateur en exerçant une pression douce et régulière sur la poignée du pistolet.

Application du PURECOMP Flow

Après avoir monté un embout applicateur, déposer le matériau directement dans la cavité. Mettre en forme à l'aide d'un instrument convenable. L'épaisseur de cette couche ne doit pas dépasser 2 mm.

Temps de travail

PURECOMP Nano est sensible à la lumière ambiante, et ne devrait pas être exposée trop longtemps à une forte lumière, en particulier celle du scialytique ou la lumière du soleil. Si possible, protéger le PURECOMP Nano exposé à l'aide d'un écran légèrement opaque (pas bleu).

Polymérisation

PURECOMP Nano peut être polymérisé avec la lampe à photopolymériser ou de toute autre source de lumière halogène bleue.

Les temps d'exposition recommandés sont:

Pour une épaisseur de couche de: 2 mm

	≤ 800 mW/cm ²	> 800 mW/cm ²
PURECOMP Duo Shade A1/D2	30 s	20 s
PURECOMP Duo Shade A2/B2	30 s	20 s
PURECOMP Duo Shade A3/D3	30 s	20 s
PURECOMP Duo Shade A3.5/B3	40 s	20 s
PURECOMP Flow A2/B2	20 s	20 s
PURECOMP Flow A3/D3	20 s	20 s

PURECOMP Nano doit être polymérisé couche par couche, sans éliminer la couche de surface dont la polymérisation est inhibée par l'oxygène, ce qui pourrait perturber l'adhésion entre deux couches successives. En cas de sous-exposition lumineuse, les propriétés mécaniques idéales risquent de ne pas être atteintes. La surexposition ne présente aucun inconvénient. Une lampe à photopolymériser dont l'intensité est inconnue devrait être testée avec un light meter, en suivant les instructions correspondantes.

Procédures de finition

La finition consiste en trois étapes successives : le dégrossissage, la finition et le polissage. Les fraises diamantées à finir (40 et 15 µm) sont les plus polyvalentes et les moins destructrices. Elles doivent être utilisées sous faible pression, avec des mouvements d'effleurement et sous spray abondant. La vitesse idéale va de 5000 à 15.000 tours par min. Des pointes flexibles diamantées (80, 40 et 15 µm) conviennent pour la finition des faces proximales. Fluorurer toutes les surfaces traitées après la finition.

Mesures d'urgence

En cas de contact avec la muqueuse, un rinçage à l'eau courant est suffisant. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau (10 min) et consulter un médecin.

Caractéristiques toxicologiques

PURECOMP Nano contient, en plus de ses composants principaux, de petites quantités de stabilisants, d'activateurs et de pigments. Une réaction allergique aux composants résineux ou au groupement amine de l'activateur est possible.

Note

- Fourni exclusivement aux dentistes ou aux prothésistes de laboratoire, ou sous leurs instructions.
- Garder hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger plusieurs teintes sur le bloc de spatulation, car cette manipulation emprisonne des bulles d'air qui forment des porosités.

Durée de conservation et marquage

La date de péremption et le numéro de LOT sont indiqués sur les seringues et les embouts.

Stockage

Conserver entre 4-23 °C (39-73 °F).

Eviter l'exposition à la lumière du soleil ou à une source de chaleur.

Référence

- | | |
|--|--------------|
| • PURECOMP Duo Shade A1/D2 Seringue 4 g | REF 72 12 00 |
| • PURECOMP Duo Shade A2/B2 Seringue 4 g | REF 72 12 04 |
| • PURECOMP Duo Shade A3/D3 Seringue 4 g | REF 72 12 08 |
| • PURECOMP Duo Shade A3.5/B3 Seringue 4 g | REF 72 12 12 |
| • PURECOMP Flow A2/B2 Seringue 2.3 g | REF 72 12 36 |
| • PURECOMP Flow A3/D3 Seringue 2.3 g | REF 72 12 40 |
| • PURECOMP Duo Shade A1/D2 Capsule 20 x 0.25 g | REF 72 12 50 |
| • PURECOMP Duo Shade A2/B2 Capsule 20 x 0.25 g | REF 72 12 54 |
| • PURECOMP Duo Shade A3/D3 Capsule 20 x 0.25 g | REF 72 12 58 |
| • PURECOMP Duo Shade A3.5/B3 Capsule 20 x 0.25 g | REF 72 12 62 |

Produits associés

- PURE Single Bond 5 ml REF 72 12 90